

Name der Einrichtung: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Ort, Bundesland, \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Name der \_\_\_\_\_ Titel: \_\_\_\_\_  
 Modell-Nr.: \_\_\_\_\_ Seriennr.: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Installationsdatum \_\_\_\_\_ Installiert \_\_\_\_\_  
 IT-Kontakt: \_\_\_\_\_ Tel./E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Verwendetes Hoch-Intensives- Desinfektionsmittel: \_\_\_\_\_ Rapihide OPA Optionen: Kompressor VMS Drucker

***Diese Checkliste wird verwendet werden, um die korrekte Installation des ADVANTAGE automatisierten Endoskop-Wiederaufbereiters sicherzustellen. Nach Abschluss der Installation wird das Gerät betriebsbereit sein.***

### Installationsanforderungen

<b>Auspacken</b>	Alle Pakete sind vorhanden	
<b>Zusammenbau</b>	Alle Installationsspezifikationen wurden erfüllt	
<b>Benutzereingabe</b>	Alle Benutzerdaten wurden eingetragen, Barcodes wurden zugeteilt	
<b>Endoskop-Dateneingabe</b>	Alle Endoskopdaten wurden eingetragen, Barcodes wurden zugeteilt	
<b>Systemparameter</b>	Systemparameter wurden geprüft und Änderungen unten dokumentiert	
<b>Desinfektionsprogramme</b>	Desinfektionsprogramme wurden eingegeben und Änderungen unten dokumentiert	
<b>Allgemein</b>	Datum und Zeit korrekt, Sound geprüft	
<b>Eingänge/Ausgänge-Prüfung</b>	Eingänge und Ausgänge wurden überprüft, Leitungen befüllt	
<b>Test mit Endoskopen</b>	Zyklen laufen mit Endoskopen, wurden ohne Fehler abgeschlossen	
<b>Wasserleitung desinfizieren</b>	Desinfektion der Wasserleitung durchgeführt	
<b>Datensicherung</b>	Daten gesichert; CD bei ADVANTAGE, FSE, Tech hinterlassen	
<b>Remote-Zugriff</b>	Internetzugang verfügbar	
<b>Systemparameteränderungen</b>		
<b>Programmänderungen</b>		
<b>Anmerkungen</b>		

		Titel:	_____
Ansprechpartner der Einrichtung:	_____		
Unterschrift		Datum:	_____
:	_____		
Medivators FSE:	_____	Titel:	_____
Unterschrift:	_____	Datum:	_____

Händigen Sie eine Kopie von diesem Blatt dem Vertreter der Einrichtung aus und faxen Sie das ausgefüllte Formular an:  
Medivators Technischer Kundendienst **Fax (866) 553-9444**