

MEDIVATORS®
THE **ADVANTAGE**
CONTENITORE PER LA RACCOLTA DI POLIPI POLYP TRAP®



FACILE RECUPERO IN LINEA DI POLIPI

MEDIVATORS® ADVANTAGE POLYP TRAP ed ECONOTRAP Polyp Trap sono stati progettati per l'installazione in linea al fine di facilitare la suzione continua eliminando la necessità di recuperare i polipi dall'effluente endoscopico aspirato. Il contenitore numerato rimovibile permette l'identificazione accurata del campione e minimizza l'esposizione ai biomateriali raccolti.

MEDIVATORS® THE ADVANTAGE POLYP TRAP® COLLECTION CONTAINER



- Riduce il rischio di perdita dei tessuti del colon
- Elimina la manipolazione manuale dopo il recupero
- Camere visibilmente numerate per un veloce e facile trasferimento ed identificazione del campione.
- Monouso per proteggere i pazienti da potenziali contaminazioni crociate

MEDIVATORS® ECONOTRAP® POLYP TRAP



MEDIVATORS® ECONOTRAP® 2 POLYP TRAP



Informazioni per l'ordine

Numero del modello Descrizione

Numero del modello	Descrizione	
100101	ECONOTRAP Polyp Trap a singola camera	Qtà: 50/scatola
100102	ECONOTRAP2 Polyp Trap a doppia camera	Qtà: 50/scatola
100104	ADVANTAGE POLYP TRAP con quattro camere	Qtà:50/scatola

Contattare il referente Cantel Medical (Italy) per eventuali informazioni relativa a MEDIVATORS ADVANTAGE POLYP TRAP.

MEDIVATORS®, ADVANTAGE POLIP TRAP ED ECONOTRAP® sono marchi registrati di Medivators Inc.



Medivators Inc.
14605 28th Avenue North
Minneapolis, MN
55447-4822 USA
Tel: +1.763.553.3300
Fax: +1.763.553.3387

Medivators BV
Sourethweg 11
6422 PC Heerlen
The Netherlands
Tel: +31.45.5.471.471
Fax: +31.45.5.429.595

Cantel Medical (UK) Limited
Wolseley House
Staffordshire Technology Park
Beaconside, Stafford ST18 0GA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1785.782420
Fax: +44 (0) 1785.782421

Cantel Medical (Italy) S.r.l.
Via Laurentina, 169
00071 Pomezia (RM) Italia
Tel.: +39 06 9145399
Fax: +39 06 9146099
www.cantelmedical.it

Cantel Medical Asia/Pacific Pte. Ltd.
1A International Business Park
#05-01 Singapore 609933
Tel: +65.6227.9698
Fax: +65.6225.6848

Cantel Medical Devices (China) Co. Ltd.
Unit 804-805, Innov Tower Block A,
Hongmei Road, Xuhui 200233 Shanghai
Tel: +86 21 60161380
Fax: +86 21 61210913